


HYGIENE DU LINGE

CLEAN
SURF



CLEAN'SURF®
LINGE'TABS BI-A



**TABLETTES DÉSINFECTANTES
POUR LE LAVAGE DU LINGE**

Propriétés

- Lessive désinfectante* en tablette, hautes performances
- Bactéricide, fongicide et active sur virus enveloppé à 60°C* idéale pour la désinfection des textiles en environnement médical.
- Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30°C à 95°C).
- Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).
- Pouvoir détachant renforcé, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.
- Complexe d'enzymes actif sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.
- Complexe d'agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d'un linge lors de lavages répétés en eau dure.
- Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage. Simple et sure d'utilisation.
- Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l'efficacité du produit.



BACTÉRICIDE
EN13727 - EN16616



FONGICIDE
EN13624 - EN 16616



**EFFICACE DÈS
BASSES TEMPÉRATURES**



ACTIVE SUR VIRUS ENVELOPPÉS
EN 14476



**DÉTACHE SANS
PRÉLAVAGE**



FILET INCLUS





Informations techniques

MODE D'EMPLOI

- Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavage conseillés pour chaque textile. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole
- Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours la tablette de leur sachet protecteur individuel, et la ou les placer de préférence dans le filet fourni, avant introduction dans le tambour de la machine AVANT le linge.
- Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
- En cas d'utilisation avec un programme de pré-lavage, introduire la dose « pré-lavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose « lavage » dans le tiroir à détergent de la machine.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Contient : EC 239-707-6 SODIUM CARBONATE PEROXIDE, EC 215-687-4 SODIUM SILICATE EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



DÉSINFECTION DU LINGE EN MACHINE

- Laver le linge à une température minimale de 40 °C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d'eau dans le bain de lavage.
- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage (généralement 10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec, soit un rapport de bain de 2,20 : 1) et vous assurer du nombre de tablettes à utiliser pour obtenir l'effet désinfectant recherché. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (au minimum 30 mn).
- Pour une action fongicide, choisir un programme de lavage à 60 °C.

DOSE D'EMPLOI

Lavage simple : Retirer la tablette de son sachet protecteur et introduire la ou les tablettes dans le filet inclus (à défaut directement dans le tambour) et le placer dans le tambour de la machine AVANT le linge. Suivre le dosage suivant en fonction de la dureté de votre eau et de la saleté du linge.

4,5 kg	linge peu sale	linge moyennement sale	linge très sale
Eau douce (0 à 18 °f)	● 1 tablette	● 1 tablette	●● 1 à 2 tablettes
Eau moyennement dure (18 à 32 °f)	● 1 tablette	●● 1 à 2 tablettes	●●● 2 tablettes
Eau dure (> à 32 °f)	●● 1 à 2 tablettes	●●● 2 tablettes	●●●● 2 à 3 tablettes

Lavage et désinfection : Laver le linge en choisissant un programme de lavage au minimum de 30 min à 60°C. Après avoir retiré le sachet protecteur, introduire 2 tablettes (ou plus en fonction de la dureté de l'eau et la saleté du linge) dans le filet inclus (à défaut directement dans le tambour) et le placer dans le tambour de la machine AVANT le linge.

4,5 kg	linge peu sale	linge moyennement sale	linge très sale
Eau douce (0 à 18 °f)	●● 2 tablettes	●● 2 tablettes	●● 1 à 2 tablettes
Eau moyennement dure (18 à 32 °f)	●● 2 tablettes	●● 2 tablettes	●●● 2 à 3 tablettes
Eau dure (> à 32 °f)	●● 2 tablettes	●●● 2 à 3 tablettes	●●● 2 à 3 tablettes

Pour une action sur virus enveloppés : procéder nécessairement à un pré-lavage avec une tablette, puis 2 tablettes pour le lavage ou plus en fonction de la dureté de l'eau et la saleté du linge. Dose pour 4 à 5 kg de linge sec pour un rapport de bain de lavage « linge / eau » de 1:2,20. Pour une machine de 8 à 10 kg ajouter une tablette en cycle de lavage.

RÉGLEMENTATION

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT À USAGE BIOCIDES TP 2 : Formulation inventoriée sous le numéro d'inventaire n°69707 : désinfectants chimiques et antiseptique. ACTIFS BIOCIDES : Chlorure d'alkyl (C12-C14) diméthylbenzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (7 %) et tétraacétyléthylènediamine (1,5%). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ. Date de Péréemption et n° de lot : voir sur l'emballage.

EFFICACITES MICROBIOCIDES : • Bactéricide selon EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en conditions de saleté. • Fongicide selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en conditions de saleté. Actif sur les virus enveloppés (virus de la vaccine) selon EN14476 en 30min à 60°C à 5g/L en conditions de propreté.

RÈGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : TB Tablette hydrosoluble. 5% ou plus mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés, zéolites. Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates. Enzymes, désinfectants, azurants optiques, parfums, fragrances allergisantes : Amyl cinnamal, linalool.

UFI : PQ7W-E0QN-1004-CFT1

CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....tablette ronde
Couleur.....bi-couche blanche et bleue
Odeur.....fleurie
Poids unitaire.....40 g
Emballage unitaire..... sachet protecteur individuel
pH en sol. aqueuse à 1%.....10,50 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP..... GHS 05 Danger
Stockage.....hors gel et forte chaleur
Matériau emballage..... PEHD
Recyclable.....100%

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Unité de vente (UVC)	Seau de 4 kg (100 tab. de 40 g)
Référence	103203
EAN13	3 519 591 032 033
Dimensions UVC (h x l x p) en mm	L 29,7 x P 24,5 x H 21,7
Nombre d'UVC par couches	14
Nombre de couches par palette	6
Nombre d'unité de vente par palette	84
Poids net UVC	4 kg
Poids brut UVC	4,45 kg
Soumis à TGAP	T1



BV.Cert'n° 6010771